

EIDOS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Модуль к ПО Симулятора УЗИ релиз 3.2
Исследование простаты**

Содержание

Введение	3
1 Установка и удаление ПО	4
2 Учетные записи пользователя	4
2.1 Создание новой группы	5
2.2 Создание нового пользователя	6
2.3 Выбор пользователя	8
2.4 Главное меню.....	9
3 Упражнения	14
3.1 Раздел «Ультразвуковая диагностика»	14
3.2 Запуск упражнения	14
3.3 Экран упражнения	15
3.3.1 Элементы верхней панели окна упражнения .	17
3.3.2 Элементы нижней панели окна упражнения .	22
3.4 Прохождение курсов	49
4 Статистика	51
5 Режим администратора	54
5.1 Вход в систему через режим «Администратор»	54
5.2 Редактирование и удаление пользователей и групп .	55
5.3 Калибровка оборудования.....	56
5.4 Дополнительные настройки симулятора	58
5.5 Создание курсов для пользователя	60
5.6 Управление дидактическими материалами	62

Введение

Программное обеспечение модуль исследование простаты, обеспечивающий освоение навыков проведения ультразвукового исследования простаты.

Работы проводятся в условиях реалистично воссозданной анатомической картины, что обеспечивает обучение без риска для здоровья и жизни реального пациента.

Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом устройства программного обеспечения обучающий модуль исследование простаты.

Внимание: медицинское оборудование комплекса только имитирует настоящее оборудование, и ни в коем случае не может быть использовано для проведения реальных исследований.

1. Установка и удаление программного обеспечения

Самостоятельная установка ПО пользователями не предусмотрена, т.к. ПО устанавливается на заводе изготовителе.

2 Учетные записи пользователя

При запуске приложения автоматически загружается программа симуляции и открывается начальный экран (Рис. 15), в котором доступна кнопка «Выбор пользователя», «Войти как гость» и кнопки для смены языка (EN, RU, ZH).




Рис. 15 Начальный экран

Нажмите на кнопку «Выбор пользователя», чтобы открыть уже созданный профиль или создать новый.

Кнопка «Войти как гость» направляет в главное меню приложения в режиме «Гость», который позволяет запустить

2 УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

доступные упражнения без авторизации и с просмотром статистики после завершения, но без ее сохранения.

В начальном экране пользователь может поменять цвет темы программы (Рис. 16). Кнопка смены цветовой темы расположена в правом верхнем углу начального экрана в виде иконки с лунной/солнцем.




Рис. 16 Светлая тема

а. Создание новой группы

Для создания новой группы в разделе главного меню «Смена пользователя» нажмите кнопку «Добавить» в блоке «Группы». В открывшемся окне (Рис. 17) введите имя новой группы и нажмите «Принять».

2 УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Рис. 17 Создание новой группы

Созданную группу также можно выбрать при регистрации нового пользователя.

b. Создание нового пользователя

Для добавления нового пользователя выберите группу (по умолчанию выбрана первая в списке) и нажмите «Добавить» в блоке «Пользователи» раздела главного меню «Смена пользователя».




Рис. 18 Окно создания нового пользователя

Затем заполните следующие поля (Рис. 18):

— «Имя» - имя пользователя можно указать как полное, так и сокращенное;

— «Пароль» - пароль должен содержать не менее 6 символов (можно использовать любые буквы, цифры, символы);

— «Организация» - название организации (можно не указывать);

— «Электронная почта» - необходим для связи (можно не указывать).

После заполнения полей в открывшемся окне нажмите кнопку «Принять».

Примечание: каждый пользователь должен использовать собственную учетную запись при выполнении упражнений и

2 УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

прохождении учебных курсов. Это необходимо для сохранения статистики и анализа прогресса обучения (раздел главного меню симулятора — «Статистика»).

с. Выбор пользователя

Каждый пользователь принадлежит к определенной группе, которая выбирается им во время регистрации. Имя пользователя отображается только в его группе.

Все существующие группы отображаются в блоке «Группы» раздела главного меню «Смена пользователя» (Рис. 19). Нажмите по названию той группы, к которой относится нужный пользователь, и выберите его имя из блока «Пользователи». После введите пароль в соответствующем поле и нажмите кнопку «Войти».




Рис. 19 Список групп

После завершения процедуры аутентификации пользователю откроется главное меню симулятора с активным разделом «Ультразвуковая диагностика» (Рис. 20).




Рис. 20 Главное меню симулятора / Раздел «Ультразвуковая диагностика»

d. Главное меню

В главном меню доступны несколько разделов:
«Ультразвуковая диагностика»,
«Ваши курсы»,
«Все курсы»,
«Статистика»,
«Калибровка»,
«Дополнительные настройки»,
«Управление пользователями»,
«Смена пользователя»,
«Выход».

2 УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В разделе **«Ультразвуковая диагностика»** (Рис. 20) находятся различные клинические случаи, объединенные в группы.

В разделе **«Ваши курсы»** (Рис. 21) находятся доступные пользователю курсы.




Рис. 21 Раздел «Ваши курсы»

В разделе **«Все курсы»** (Рис. 22) находятся все курсы, доступные на симуляторе.

2 УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

расположения датчиков.

Раздел **«Дополнительные настройки»** (Рис. 24) позволяет внести настройки в симулятор.




Рис. 24 Раздел «Дополнительные настройки»

Раздел **«Управление пользователями»** (Рис. 25) позволяет редактировать группы и данные пользователей.

2 УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Рис. 25 Раздел «Управление пользователями»

Раздел «Смена пользователя» (Рис. 26) позволяет сменить текущий профиль пользователя или создать новый.




Рис. 26 Раздел «Смена пользователя»

Кнопка «Выход» направляет пользователя на начальный экран симулятора.

2. Упражнения

а. Раздел «Ультразвуковая диагностика»

В зависимости от приобретенной комплектации симулятора доступны следующие разделы учебно-практических задач:

- Общие исследования;
- Исследование простаты;

б. Запуск упражнения

Чтобы запустить упражнение выполните следующие действия:

1. В главном меню симулятора выберите раздел «Ультразвуковая диагностика» (Рис. 20);
 2. Выберите необходимый курс, нажав по его названию в блоке «Список курсов» (доступен быстрый поиск). Информация о курсе отображается в блоке «Описание» во вкладке «Описание»;
 3. Выберите необходимый сценарий, нажав по его названию в блоке «Список сценариев» (доступен быстрый поиск). Информация о сценарии отображается в блоке «Описание» во вкладке «Анамнез»;
 4. В блоке «Описание» доступна вкладка «Медиа» (Рис. 27), в которой пользователь может ознакомиться с дидактическими материалами к сценарию (см. Управление дидактическими материалами).
-





Рис. 27 Запуск упражнения с активной вкладкой «Медиа» блока «Описание»

5. Изучите описание упражнения, ознакомьтесь с материалами и нажмите кнопку «Начать упражнение». Кнопка «Начать упражнение (с записью видео)» запустит упражнение с записью экрана во время прохождения сценария.

с. Экран упражнения

При запуске упражнения на устройстве с двумя мониторами основные экраны будут на обоих экранах.

Чтобы УЗИ и 3D сцены находились на одном экране необходимо нажать на кнопку  в правом верхнем углу. Затем необходимо выбрать рабочую область (3D и УЗИ проекция), определить экран, на котором будет отображаться выбранная область и нажать на кнопку «Сохранить» (Рис. 28).

3 УПРАЖНЕНИЯ

В этом окне также можно включить/выключить следующие настройки:

— Тень от костей: включает/выключает акустическую тень от костей; показать сетку — Зеркальное отображение: позволяет зеркально отобразить ультразвуков ое изображение;

— Текстовые подсказки: добавляет возможность отобразить текстовые подсказки на ультразвуковом изображении во время паузы;

— Отображение 3D сцены: позволяет отобразить/скрыть 3D сцену.

Кнопка «Сбросить по умолчанию» возвращает исходные настройки.




Рис. 28 Окно настроек

i. Элементы верхней панели окна упражнения




Рис. 29 Верхняя панель окна упражнения

Во время выполнения упражнений на верхней панели (Рис. 29) экрана программы доступны следующие кнопки:

1. Выбор сценария Сценарий: Киста почки ;
2. Анамнез [Иконка] ;
3. Выбор типа датчика КОНВЕКСНЫЙ ;
4. Выбор способа управления [Иконка] ;
5. Выбор стандартной позиции Выберите стандартную позицию ;
6. Клинический отчет Клинический отчет ;
7. Общие настройки [Иконка] ;

8. Выход из упражнения




Рис. 30 Окно «Выбор сценария»

Кнопка «Выбор сценария» позволяет выбрать другое упражнение не выходя в главное меню. Перечень сценариев аналогичен перечню раздела «Ультразвуковая диагностика» в главном меню симулятора (см. Раздел «Ультразвуковая диагностика»).




Рис. 31 Окно «Анамнез»

Кнопка «Анамнез» позволяет изучить анамнез пациента текущего упражнения в диалоговом окне.




Рис. 32 Выбор типа датчика

Кнопка «Выбор типа датчика» в модуле позволяет изменить тип датчика в текущем упражнении. В Обучающий модуль исследование простаты:

- Секторный (Рис. 33);
- Конвексный
- Линейный




Рис. 33 Секторный датчик

3 УПРАЖНЕНИЯ

Пользователю доступны способы управления камерой с клавиатуры (с помощью компьютерной мыши) или управление датчиком.

При включении упражнения с подключенным симулятором автоматически выбирается управление с помощью датчика.

При необходимости можно выбрать управление с помощью клавиатуры, для этого необходимо: нажать левой кнопкой мыши по 3D сцене (куда угодно), нажать клавишу G, после этого датчиком можно управлять с помощью клавиш W — вперед (от головы к ногам), S - назад (от ног к голове), а также стрелками: вверх — поднимает датчик от торса, вниз — опускает датчик к торсу, вправо и влево соответственно. Для ускорения перемещения нужно зажать клавишу Shift.

Управление положением камеры на 3D сцене с помощью компьютерной мыши:

1. С зажатым колесиком произвольно перемещайте мышку, чтобы изменить положение тела;
2. С зажатым ПКМ перемещайте мышку вперед/назад для того чтобы приблизить/отдалить изображение;
3. Зажимая ЛКМ можно крутить тело вокруг своей оси.

При включенном управлении с клавиатуры (клавиша G) зажимая ЛКМ будет вращаться сам датчик вокруг своей оси.



Рис. 34 Клинический отчет

Клинический отчет заполняется специалистом, проводившим ультразвуковую диагностику. Для каждого упражнения

определены свои показатели. В этом разделе возможно заполнение всех необходимых данных ультразвуковой диагностики как в ручном, так и в полуавтоматическом режимах:

1. В ручном режиме возможно добавление данных в клинический отчет. Путем измерения при помощи кнопки «Замеры» на нижней панели инструментов (см. Элементы нижней панели окна упражнения);

2. В полуавтоматическом режиме, для быстрого заполнения данных можно воспользоваться специальной иконкой, расположенной напротив строки в клиническом отчете. Перед заполнением нажмите кнопку «Заморозка» на нижней панели

3 УПРАЖНЕНИЯ

инструментов. Далее при

3. нажатии на иконку напротив строки отчета автоматически включится соответствующее измерение (длина, площадь и т.п.). Нажмите на экран ультразвуковой диагностики в необходимой точке и проведите измерение. Информация по измеренному участку в клиническом отчете заполнится автоматически.

ii. Элементы нижней панели окна упражнения

Во время выполнения упражнений на нижней панели экрана программы доступны следующие инструменты управления изображением:




Рис. 35 Нижняя панель окна упражнения

Кнопка «Задать скорость сердечного ритма» позволяет выбрать интенсивность биения сердца (Рис. 35).



Рис. 36 Кнопка «Задать скорость сердечного ритма»

Кнопка «Запустить/Остановить» позволяет запускать и останавливать кардиограмму в нижней части экрана (Рис. 37).




Рис. 37 Кнопка «Запустить/Остановить»

Вкладка «Отображение» содержит список органов и их сегментов и позволяет более детально изучить их топографию. Нужный орган или сегмент можно выбрать из списка или воспользоваться поиском (Рис. 38).

3 УПРАЖНЕНИЯ






Рис. 38 Вкладка «Отображение»

Напротив каждой строчки с названием органа расположены кнопки . Кнопка «Скрыть объект/Показать объект»  позволяет скрыть орган целиком, или составляющую его часть (Рис. 39).





Рис. 39 Кнопка «Скрыть объект/Показать объект» – пример скрытия печени

Кнопка «Показать сетку объекта/Скрыть сетку объекта»  позволяет сделать прозрачным выбранный орган, или составляющую его часть (Рис. 40).





Рис. 40 Кнопка «Показать сетку объекта/Скрыть сетку объекта» — пример скрытия сетки кишечника

Кнопка «Подсветить объект на 3D сцене» . При нажатии на кнопку камера автоматическая фокусируется и подсвечивает выбранный орган и скрывает объекты, мешающие просмотру (Рис. 41).





Рис. 41 Кнопка «Подсветить объект на 3D сцене» – пример подсвеченного мочевого пузыря

Кнопка  позволяет зафиксировать датчик ультразвуковой диагностики в виртуальном пространстве. Эта функция используется при управлении с помощью датчика и нужна для того, чтобы можно было зафиксировать выбранное положение без использования паузы (Рис. 42).

3 УПРАЖНЕНИЯ





Рис. 42 Кнопка «Фикс. Сенсора»

Кнопка  меняет вид «сверху» на рабочую поверхность датчика (Рис. 43).





Рис. 43 Кнопка «Фикс.Камера»

Кнопка  возвращает изображение на 3D сцене в стандартное положение, которое было при первом запуске упражнения.

Кнопка «Zoom» позволяет приблизить/отдалить область УЗИ сцены. Пользователь может перемещать область сцены (выделение области становится видимым при нажатии на кнопку «Zoom») зажатием левой кнопки мыши (Рис. 44).

3 УПРАЖНЕНИЯ




Рис. 44 Кнопка «Zoom» и область сцены


Кнопка  приостанавливает (замораживает) изображение ультразвукового исследования и записывает видеопетлю. После заморозки изображения появляется полоса прокрутки в окне отображения ультразвуковой диагностики. Для свободного переключения между кадрами передвигайте ползунок полосы прокрутки в нужном направлении, удерживая его левой кнопкой мыши (Рис. 45).





Рис. 45 Кнопка «Заморозка»

3 УПРАЖНЕНИЯ



Рис. 46 Кнопка «Замеры»

Кнопка  раскрывает панель видов измерений .



-  **Линейный** — измерение длины необходимой области органа. Нажмите левой кнопкой мыши на точку изображения и непрерывно проведите до следующей точки;




Рис. 47 Измерение длины

2.  **Контур** — измерение площади нужной области органа. Нажмите левой кнопкой мыши на точку и проведите по контуру необходимого для измерения участка;

3 УПРАЖНЕНИЯ



Рис. 48 Измерение площади

3.  Объем — измерение объема выделенной области. Нажмите левой кнопкой мыши на точку изображения и непрерывно проведите до следующей точки и так в 3-х плоскостях;





Рис. 49 Измерение объема

4.  Замер метода Симпсона. Нажмите левой кнопкой мыши на точку и проведите по контуру необходимого для измерения участка. В выделенной области расположен отрезок с точкой, которую необходимо перетащить в необходимом направлении для получения точного значения измерения;

3 УПРАЖНЕНИЯ






Рис. 50 Измерение методом Симпсона

5.  Удалить измерения – удаление всех ранее выполненных измерений.

С помощью кнопок  можно переключаться между режимами ультразвуковой диагностики:

В-режим двумерного серошкального сканирования. Является основным режимом для получения диагностической визуализации органов, тканей, стенок сосудов и внутрипросветного содержимого. Является режимом по умолчанию в запускаемых упражнениях (Рис. 51).



Рис. 51 В-режим ультразвуковой диагностики




Рис. 52 М-режим ультразвуковой диагностики

М-режим (доступен в модулях по трансторакальному и трансозофагеальному исследованию сердца) — режим одномерного сканирования с получением развертки в реальном масштабе времени, который применяется для регистрации

3 УПРАЖНЕНИЯ

пространственного положения исследуемых объектов во времени (Рис. 52). Для изменения среза нажмите на белую пунктирную линию и, не отпуская кнопку мыши, переместите в нужное положение. Также есть возможность провести анатомический срез в необходимой плоскости. Для этого в нижней части экрана нажмите на кнопку «Анатомический» и проведите необходимый срез на экране УЗИ (Рис. 53).




Рис. 53 Анатомический срез в М-режиме

В М-режиме также возможно провести измерения (Рис. 54). Для этого необходимо нажать на паузу, выбрать необходимый

замер, после чего нажмите левой кнопкой мыши на точку изображения и непрерывно проведите до следующей точки, далее внесите данные в клинический отчет.

Доступные измерения в М-режиме:

- КДР (конечный диастолический размер);
- КСР (конечный систолический размер);
 - МЖПд (ширина межжелудочковой перегородки в конце диастолы);
 - ЗСЛЖд (ширина задней стенки левого желудочка в конце диастолы);
 - Раскрытие створок АоК (расстояние между раскрытыми створками аортального клапана).

3 УПРАЖНЕНИЯ




Рис. 54 Измерения в М-режиме

Режим **Bi-Plane** позволяет одновременно получать изображения в режиме реального времени как в продольной, так и в поперечной проекциях. Основное преимущество: визуализация Bi-Plane устраняет необходимость вращения датчика для получения ортогональной проекции.

Для изменения угла перейдите в настройки и с помощью ползунка или кнопок настройте нужный угол. Режим замеров ничем не отличается от обычного в В-моде.






Рис. 55 Биплановый режим

В программном обеспечении режим Доплер представлен в 3 видах (доступен в модулях по трансторакальному и трансэзофагеальному исследованию сердца):

- Цветной;
- Импульсно-волновой доплер (PW);
- Постоянно-волновой доплер (CW).

В цветном доплере (Рис. 56) можете выбрать положение рассматриваемой зоны при помощи кнопки . Нажмите

3 УПРАЖНЕНИЯ

левой кнопкой мыши на зону интереса и непрерывно проведите к необходимому для отображения участку. Чтобы изменить размер отображения зоны интереса, нажмите на иконку . Нажмите на точку в изображении ультразвуковой диагностики и непрерывно отдаляйте стрелку от начальной точки, тем самым вы увеличите участок отображения.




Рис. 56 Цветной доплер

В настройках возможно изменить скорость потока и цветовую шкалу. Для управления скоростью потока «Макс. скорость» нажмите значки «+» или «-» на панели управления в настройках (Рис. 57). Для увеличения/уменьшения Color Gain так же

воспользуйтесь кнопками «+» или «-» под надписью «Color Gain».




Рис. 57 Настройки доплера

Управление изображением в импульсно-волновом и постоянно-волновом видах идентичны:

Для того, чтобы переместить зону интереса нажмите левой кнопкой мыши на центр белой линии и перетащите на необходимую позицию (Рис. 58).

3 УПРАЖНЕНИЯ




Рис. 58 Зона интереса

Чтобы настроить скорость потока и угол коррекции нажмите на «+» или «-» под соответствующим параметром в меню настроек (Рис. 59).



Рис. 59 Настройки PWD и CWD

В режимах PWD и CWD также можно проводить замеры. Для

этого нажмите на кнопку «Замеры» и выберите необходимый в поле снизу (Рис. 60).



Рис. 60 Поле выбора замера в PWD и CWD



Рис. 61 Скорость потока

1. Скорость потока: для оценки скорости кровотока поставьте точку на графике в необходимую позицию (Рис. 62).

3 УПРАЖНЕНИЯ



Рис. 62 Линейная скорость кровотока (VTI)

2. Линейная скорость кровотока (VTI): поставьте точку в зону интереса и проведите до необходимого уровня, затем снова нажмите на левую кнопку мыши — будут автоматически проведены расчеты линейной скорости кровотока (Рис. 63).



Рис. 63 Время ускорения (AT)

3. Время ускорения (AT) — время от начала потока до достижения максимального значения. Измерение проводится аналогично с линейной скоростью кровотока (Рис. 63).





Рис. 64 Время изгнания (ET)

4. Период изгнания (ET) - измерение проводится аналогично с линейной скоростью кровотока (Рис. 64).

Кнопка  раскрывает панель настройки компенсации усиления по времени (TGC), а также настройки, характерные для каждого режима (Рис. 65). Глубина — увеличивает или уменьшает глубину сканирования датчика. Ширина сектора — увеличивает или уменьшает ширину сектора датчика. Яркость — увеличивает или уменьшает яркость. Гамма — увеличивает или уменьшает баланс черного и белого.

3 УПРАЖНЕНИЯ





Рис. 65 Кнопка «Настройки»

После завершения упражнения открывается страница, на которой можно посмотреть, распечатать статистику (Рис. 66), клинический отчет и кадры (Рис. 67), сделанные во время прохождения упражнения с помощью кнопки . Если упражнение было начато с записью видео, то доступен видеоповтор упражнения.




Рис. 66 Вкладка «Статистика» просмотра результата




Рис. 67 Вкладка «Снимки» просмотра результата

На этой же странице можно перейти к следующему упражнению или повторить это же упражнение.

d. Прохождение курсов

Раздел «Ваши курсы» содержит созданные курсы, к которым пользователю открыт доступ администратором (см. Создание курсов для пользователя).

Пользователь может выбрать необходимый курс и перейти к нему, нажатием по кнопке «Перейти к курсу». Пользователь может ознакомиться со списком этапов курса и приступить к прохождению этапа с помощью кнопки «Начать этап» (Рис. 68).

3 УПРАЖНЕНИЯ




Рис. 68 Просмотр этапов выбранного курса

ПРИМЕЧАНИЕ: переход к следующему этапу доступен только после завершения прохождения предыдущего этапа.

4 Статистика

В разделе «Статистика» (Рис. 6 9) пользователь может посмотреть свои результаты по пройденным упражнениям.




Рис. 69 Результаты по пройденным упражнениям

Для этого необходимо выбрать запись и нажать на кнопку «Просмотреть статистику» (Рис. 7 0). Для удобства доступны сортировка по сценариям и фильтр по датам.

4 СТАТИСТИКА




Рис. 70 Выбор статистики нужного упражнения

В статистике пройденного упражнения (Рис. 7 1) можно посмотреть основную информацию:

- Название упражнения;
- Дата и время;
- Общее время прохождения;
- Клинический отчет;
- Снимки;
- Видеоповтор (при записи видео).

— Режим администратора

а. Вход в систему через режим «Администратор»

Чтобы войти в систему:

1. Выберите пользователя Admin из группы «Admins»;
2. Введите пароль администратора;
3. Нажмите на кнопку «Принять».

ПРИМЕЧАНИЕ: пароль режима «Администратор» указан в приложении к паспорту симулятора.

Храните пароль в надежном месте. Восстановление или смена пароля возможно только по официальному запросу в сервисную службу.

Режим «Администратор» позволяет:

1. Редактировать данные пользователей и групп;
 2. Создавать и редактировать существующие учебные курсы;
 3. Проводить калибровку оборудования;
 4. Получить доступ к дополнительным настройкам симулятора;
 5. Редактировать дидактические материалы сценария.
-

в. Редактирование и удаление пользователей и групп

Раздел «Управление пользователями» доступен в режиме администратора и состоит из блоков «Группы» и «Пользователи». Блоки содержат соответствующие списки и кнопки управления. Напротив каждой группы и пользователя расположены кнопки «Редактировать» и «Удалить». Чтобы отредактировать данные группы/пользователя, нажмите на соответствующую кнопку «Редактировать». В окне редактирования группы отредактируйте имя группы. В окне редактирования пользователя выберите группу, в которой будет состоять пользователь, и отредактируйте учетные данные. Если необходимо удалить пользователя/группу, нажмите на соответствующую кнопку «Удалить». Во всплывшем диалоговом окне подтвердите удаление.

ПРИМЕЧАНИЕ: при удалении пользователя, автоматически удаляются его статистики прогресса по учебным курсам и упражнениям.

Добавление группы/пользователя осуществляется нажатием по полю «Добавить группу/пользователя». Поля для заполнения аналогичны полям в окнах при создании групп/пользователей.

Раздел «Управление пользователями» содержит нижнюю панель с кнопками:

Создать из шаблона — импорт файла с данными пользователей в формате .xlsx;

5 РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА

Статистика пользователя – просмотр данных по выбранному пользователю из раздела «Статистика»;

Создать администратора – создание пользователя с правами администратора;

Архив пользователей (Рис. 73) – просмотр, восстановление и полное удаление удаленных групп/пользователей.




Рис. 73 Архив пользователей

с. Калибровка оборудования

Калибровку оборудования следует выполнять при первой установке симулятора и при необходимости (при видимых отклонениях в показаниях или проблемах в работе оборудования). Выполнять калибровку можно только в режиме «Администратор».

Калибровка позволяет устранить большинство проблем, связанных с работой симулятора. Если вы не можете провести калибровку самостоятельно, или она не устранила неисправность, то следует обратиться к производителю.

Перейдите в режим «Калибровка», нажав по соответствующей кнопке меню. Главного Ознакомьтесь рекомендациями по симулятору (Рис. 74) расположению нажмите на кнопку «Старт».




Рис. 74 Начальное окно режима «Калибровка»

Далее начните следовать визуальным подсказкам на экране: установите датчик на указанную точку на торсе (Рис. 75) и нажмите на кнопку «Следующий этап» либо «Пропустить» для перехода к следующему пункту калибровки без сохранения текущего. Произведите необходимые действия для каждого этапа калибровки, следуя пошаговой инструкции.



Рис. 75 Пример этапа указаний по калибровке

По завершению всех этапов калибровки режим закроется автоматически. Кнопка «Восстановить» восстанавливает настройки калибровки симулятора по умолчанию. Кнопка

«Сохранить» сохраняет последнюю выполненную настройку калибровки отдельным файлом. Для восстановления данной калибровки переместите файл в папку калибровки симулятора.

d. Дополнительные настройки симулятора

Раздел доступен в режиме администратора и позволяет настроить запись видео при прохождении упражнения и выбрать пол торса симулятора (Рис. 76) при выборе соответствующей плашки. Дополнительный функционал раздела — в разработке.




Рис. 76 Выбор торса симулятора

Функционал записи видео может быть включен/выключен. Во вкладке (Рис. 77) также настраивается время бездействия пользователя перед автоматической остановкой записи и выбор качества записываемого видео.




Рис. 77 Настройки видеозаписи прохождения сценариев

е. Создание курсов для пользователя

В разделе «Ваши курсы» обучающимся доступны созданные и предоставленные к ознакомлению администратором (преподавателем) курсы.

Курсы создаются в разделе «Все курсы». Раздел состоит из блоков «Список курсов» и «Описание». Для того, чтобы создать курс нажмите кнопку «Создать курс» в нижней панели раздела. В окне «Создание курса» введите название и описание. Далее в созданный курс добавьте этапы прохождения курса при помощи кнопки «Редактировать курс». Во вкладке «Редактирование курса» нажмите на поле «Добавить этап» блока «Этапы» (Рис. 78). Выберите сценарий из предложенного списка курсов (Рис. 79) аналогично выбору сценария для прохождения упражнения и нажмите кнопку «Добавить этап». При необходимости удалите этап нажатием по кнопке «Удалить этап».




Рис. 78 Редактирование курса




Рис. 79 Добавление этапа прохождения курса

Пользователи, для которых предназначен данный курс указываются при помощи кнопки «Пользователи курса», расположенной на нижней панели раздела «Все курсы». В открывшейся вкладке «Пользователи курса» (Рис. 80) выберите группы/пользователей при помощи кликабельной ссылки «Добавить всех/Добавить». Список пользователей, которым предоставлен доступ к курсу редактируется при помощи кликабельной ссылки «Удалить» в блоке «Назначено».




Рис. 80 Настройка списка пользователей курса

f. Управление дидактическими материалами

Пользователю доступна загрузка дидактических материалов к сценариям режиме Администратора. Загрузка дидактических материалов осуществляется в разделе «Ультразвуковая диагностика» и в разделе «Все курсы» в процессе добавления этапа прохождения к курсу (Рис. 81). Для того чтобы загрузить материалы нажмите кнопку «Управление дидактическими материалами» и в открывшемся окне (Рис. 82) нажмите на поле «Загрузить файл». Выберите необходимые файлы при помощи проводника ОС. Загруженный файл отобразится в списке загруженных файлов с редактируемым названием файла и комментарием к нему. Список файлов можно отредактировать при помощи кнопки «Удалить» напротив его названия. Сохраните список файлов упражнения при помощи кнопки «Сохранить».




Рис. 82 Управление списком загруженных медиа к сценарию

Список дидактических материалов к сценарию доступен для ознакомления перед прохождением упражнения во вкладке «Медиа» блока «Описание» раздела «Ультразвуковая диагностика».

