


EIDOS/medicine



Bakulev CPBSS

Cardiopulmonary Bypass Surgery Simulator


Симулятор
сердечно-сосудистой
хирургии

www.eidos-medicine.com

www.bakulev.ru




Симулятор сердечно-сосудистой хирургии



Симулятор отработки базовых навыков проведения операции на сердце в условиях искусственного кровообращения с программным обеспечением «Teacher cardio» и набором сценариев.

Решение под ключ для обучения молодых специалистов, повышения квалификации врачей, курсов НМО и ДПО, проведения аккредитации!

- Торс взрослого пациента с головой, с доступом к сосудам венозного и артериального сегмента в области грудной клетки.
- Съёмный блок с имитацией кровеносных сосудов.
- Управление симуляцией и показателями пациента при помощи специализированного ПО «Teacher cardio» с предустановленными сценариями.
- Поставка в комплекте с основным моноблоком для имитации прикроватного монитора и монитором для демонстрации изображения с аппарата ЧП ЭхоКГ.



Комплект поставки:

Торс взрослого пациента с головой - 1 шт.
Монитор - 2 шт.
Ноутбук - 1 шт.
ПО «Teacher cardio», ПО «Прикроватный монитор».
Сухой съемный блок с имитацией нижних и верхних полых вен, аорты, легочной артерии и вены - 1 шт.
Дуга для разделения области работы анестезиолога и области работы сердечно-сосудистого хирурга - 1 шт.
Канюля для искусственного кровообращения, венозная с армирующей обмоткой. Тип наконечника «Изогнутый» - 2 шт.
Канюля для искусственного кровообращения, аортальная с армирующей обмоткой. Тип наконечника «Изогнутый» - 1 шт.
Катетер для дендрирования левого желудочка - 1 шт.
Механизм изменения положения пациента - 1 шт.
Хирургические простыни для обкладывания операционного поля - 4 шт.
Пинцет сосудистый - 1 шт.
Зажим Бильрота изогнутый - 8 шт.
Сосудистый зажим изогнутый под углом для пережатия аорты - 1 шт.
Зажим «цапка» - 8 шт.
Зажим хирургический прямой для пережатия магистралей аппарата искусственного кровообращения (АИК) и канюль - 3 шт.
Турникет для затягивания кисетных швов - 6 шт.
Турникет для пережатия полых вен - 2 шт.
Турникетница - 1 шт.
Тесьма для пережатия полых вен, 20 см - 2 шт.
Диссектор для имитации обхождения и фиксации канюль - 1 шт.
Канюля для кардиоплегии (имитация иглой Дюфо) - 1 шт.
Магистральная трубка «петли» 3/8, 100 см - 1 шт.
Магистральная трубка левожелудочкового дренажа 1/4, 100 см - 1 шт.
Магистральная трубка кардиоплегии 1/8, 100 см - 1 шт.
Коннектор в виде тройника, 3/8-3/8-3/8 - 1 шт.
Коннектор с переходником Люера для формирования «петли», 3/8-3/8 - 1 шт.
Скальпель №11 - 1 шт.

Контакты:

☎ +7 (843) 227-40-63

✉ mail@oooeidos.ru



EIDOS/medicine